
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/haczyk-fomon-160cm-6-14-p-55.html>



Haczyk FOMON 16.0cm / 6 1/4

Cena brutto	18,25 zł
-------------	-----------------

Cena netto	16,90 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Haczyk FOMON 16.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu haczyk FOMON 16.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.