

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-ciecia-drutu-150cm-tc-z-wkladka-utwardzana-weglikiem-wolframu-oraz-z-przekladnia-dzwigniowa-p-135.html>



## Kleszcze do cięcia drutu 15.0cm, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu oraz z przekładnią dźwigniową

Cena brutto	<b>214,92 zł</b>
Cena netto	<b>199,00 zł</b>

### Opis produktu

## Kleszcze do cięcia drutu 15.0cm, z twardą wkładką (węglikiem wolframu)

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do cięcia drutu 15.0cm, z twardą wkładką.

Do cięcia:

miękkiego drutu - max  $\varnothing$ 2mm,

twardego drutu - max  $\varnothing$ 1.5mm.

Wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej, utwardzone ostrza, posiadają znak CE.

Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.