
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-do-ciecia-drutu-120cm-z-rowkiem-na-drut-p-405.html>



Nożyczki do cięcia drutu 12.0cm z rowkiem na drut

Cena brutto	18,25 zł
-------------	-----------------

Cena netto	16,90 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Nożyczki do cięcia drutu 12.0cm z rowkiem na drut

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki do cięcia drutu 12.0cm z rowkiem, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Nożyczki posiadają wykonany rowek, w który można włożyć drut o średnicy do 0,9mm. W rowku drut jest ustabilizowany dzięki czemu można go łatwo przeciąć.

Certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Na naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.