
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/raspator-langenbeck-180cm-p-530.html>



Raspator LANGENBECK 18.0cm

Cena brutto	29,05 zł
Cena netto	26,90 zł

Opis produktu

RASPATOR LANGENBECK 18.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu raspator LANGENBECK 18.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Raspator – [narzędzie chirurgiczne](#) służące do oddzielania okostnej od kości, stosowane w chirurgii narządu ruchu.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.