

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/raspator-langenbeck-190cm-p-531.html>



## Raspator LANGENBECK 19.0cm

Cena brutto	<b>29,05 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>26,90 zł</b>
------------	-----------------

### Opis produktu

## Raspator LANGENBECK 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu raspator LANGENBECK 18.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

**Raspator** - [narzędzie chirurgiczne](#) służące do oddzielania okostnej od kości, stosowane w chirurgii narządu ruchu.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.