
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozszerzadlo-urologiczne-van-buren-no-8-30-french-wybor-rozmiarow-266mm-333mm-4mm-433mm-533mm-6mm-666mm-733mm-8mm-866mm-9mm-p-560.html>



Rozszerzadło urologiczne VAN BUREN No. 8-30 (French) - (wybór rozmiarów: 2.66mm, 3.33mm, 4mm, 4.33mm, 5.33mm, 6mm, 6.66mm, 7.33mm, 8mm, 8.66mm, 9mm)

Cena brutto	31,96 zł
-------------	-----------------

Cena netto	29,59 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Rozszerzadło urologiczne VAN BUREN

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozszerzadło urologiczne VAN BUREN, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

W sprzedaży posiadamy następujące średnice nożyczek rozszerzadeł urologicznych VAN BUREN:

Ø#152;2.66mm, Ø#152;3.33mm, Ø#152;4mm, Ø#152;4.33mm, Ø#152;5.33mm, Ø#152;6mm, Ø#152;6.66mm, Ø#152;7.33mm, Ø#152;8m, Ø#152;8.66mm, Ø#152;9.33mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: NO.10, Ø3.33mm , NO.12, Ø4mm , NO.14, Ø4.33mm , NO.16, Ø5.33mm , NO.18, Ø6mm , NO.20, Ø6.66mm , NO.22, Ø7.33mm , NO.24, Ø8mm , NO.26, Ø8.66mm , NO.28, Ø9.33mm , NO.30, Ø10mm , NO.8, Ø2.66mm