

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/ssak-koncowka-odsysajaca-frazier-190cm-wybor-rozmiarow-2mm-26mm-33mm-4mm-p-596.html>



Ssak, końcówka odsysająca FRAZIER 19.0cm - (wybór rozmiarów: 2mm, 2.6mm, 3.3mm, 4mm)

Cena brutto	32,29 zł
Cena netto	29,90 zł

Opis produktu

Kończówka odsysająca FRAZIER 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu końcówkę odsysającą FRAZIER 19.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Ssak FRAZIER dostępny jest w kilku różnych rozmiarach :

6FR => Ø2mm

8 FR => Ø2.6mm

10 FR => Ø3.3mm

12 FR => Ø4mm

Średnica zewnętrzna końcówki na którą nasuwa się przewód przewód wynosi 9mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica ssaka: 10FR., Ø3.3mm , 12FR., Ø4mm , 6FR., Ø2mm , 8FR., Ø2.6mm