
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/uchwyt-raczka-trzonek-do-skalpela-nr-4l-p-163.html>



Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 4L

Cena brutto	9,61 zł
-------------	----------------

Cena netto	8,90 zł
------------	----------------

Opis produktu

Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 4L, 20cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 4L, 20cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Rączka nr 4 pasuje do ostrzy nr: 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26