

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-cusco-ginekologiczny-swiss-model-wybor-rozmiarow-p-631.html>



## Wziernik CUSCO ginekologiczny (Swiss model) - wybór rozmiarów

Cena brutto **31,97 zł**

Cena netto **29,60 zł**

### Opis produktu

## Wziernik CUSCO ginekologiczny (Swiss model) , pochwowy metalowy

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik ginekologiczny CUSCO, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Wziernik dopochwowy cusco znajduje zastosowanie przy badaniu pochwy, badaniu szyjki macicy, cytologii, wprowadzania IUCD, dylatacji, łożeczkowania, a nawet przy zabiegach chirurgicznych. Ułożenie części pracujących przypomina kształt dziobu kaczki przymocowanych do zawiasu z tyłu za pomocą śrubowego mechanizmu blokującego. Wykonując zabieg, ginekolog wkłada posmarowany zamknięty wziernik do pochwy, a następnie delikatnie otwiera dziób. Kolejnym krokiem jest zablokowanie wziernika za pomocą śruby. Ten ruch pozwala na samodzielną pracę lekarza bez konieczności pomocy asystenta.

### Specyfikacja wziernika ginekologicznego cusco

- długość całkowita 19 cm
- 3 wymiary – 80 x 22mm, 105 x 27mm, 100 x 25mm
- gładkie i opływowe końcówki
- wysokogatunkowa stal nierdzewna
- niesterylne
- wielokrotnego użytku
- satynowe wykończenie

### Zalety stosowania wziernika do pochwy cusco

- idealnie gładkie i opływowe brzegi
- matowa powierzchnia nie powoduje refleksów świetlnych podczas badania
- odpowiednia konstrukcja i wykonanie gwarantuje doskonały chwyt podczas zabiegu
- budowa zapewnia doskonałą widoczność ścian pochwy podczas badania
- produkt wielokrotnego użytku, który może być poddawany procesom sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 x 25mm , 105 x 27mm , 80 x 22mm